

ANTIBAC FOAM PLUS 800ML



SAVON DÉSINFECTANT* EN MOUSSE POUR LES MAINS

- Conforme aux Normes EN*: 1276, 1499, 1650, 13624, 13727, 14476
- Élimine 99,9% des bactéries, levures et virus**
- Élégant distributeur avec la fenêtre grise qui permet de contrôler le niveau de consommation du produit



Antibac Foam Plus doit être utilisé pour désinfecter les mains et la peau toutes les fois qu'une hygiène parfaite est requise. Idéal dans le domaine médical et le secteur HACCP.

COMPOSITION: 100g de produit contiennent: Chlorure de didécyl diméthylammonium (DDAC (C8-10)) (N° CAS 68424-95-3) 0,576 g; Chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium (ADBAC/BKC (C12-16)) (N° CAS 68424-85-1) 0,384 g; Coformulants (agents de surface, solvants et eau) en q.s. pour 100g. Contient: agents de surface amphotères <5%. Contient: Désinfectants.

Conforme aux Normes EN*: 1276, 1499, 1650, 13624, 13727, 14476.

❓ MODE D'EMPLOI

Doser dans le creux de la main 5 ml de produit environ et laver pendant 1 minute minimum. Rincer abondamment et sécher. Ne pas utiliser sur une peau lésée, sur les muqueuses ou sur la peau du patient avant une procédure médicale préopératoire.

En poche de 800ml à utiliser avec:

- DISPENSER CARE FOAM HYGIENE (Cod. 510300): distributeur personnalisé "Sutter Care" pour les savons en mousse. Distributeur avec système "captif" pour l'insertion sélective de poche/recharge. Distribution: 0,6 ml/dose.



📄 DILUTION

Prêt à l'emploi.

ANTIBAC FOAM PLUS 800ML

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide
COULEUR: Incolore
PARFUM: Technique
COV: 0,12%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
5,8 ± 0,8	7,6 ± 0,5	1.01			

⚠️ PRECAUTION

Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale. Contient du chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC (C8-10)), du chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium (ADBAC/BKC (C12-16)).



ATTENTION

📝 NOTES

Sensible au gel. Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité. Pour plus d'informations, sur les Normes EN et les conditions d'efficacité, veuillez consulter l'Annexe "Test and Conditions".

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

* La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays.

** Action virucide contre les virus enveloppés.

📦 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5792	ml 800	6	12x8=96