

# Ultra BAC



## DDM +

### Dégraissant Désinfectant Moussant

Nettoie et dégraisse  
Formule moussante  
Non Corrosif pour les inox\*

\*non corrosif à la dose de dilution préconisée

ACTIF DÈS  
1 min\*

**VIRUCIDE**  
EN14476



À  
DILUER

pH  
≈ 12,5



#### > Utilisation

Nettoie, dégraisse et désinfecte les sols et surfaces y compris celles entrant en contact avec les denrées alimentaires.

#### > Mode d'emploi

S'utilise en centrale de désinfection. Taux de dilution suivant l'activité souhaitée :

- Bactéricide.....de 0,5 à 4%
- Levuricide.....de 0,25 à 1%
- Fongicide.....de 1 à 5%
- Virucide.....de 1 à 5%

Respecter le temps de contact. Rincer à l'eau potable après usage.

Non corrosif pour les inox\*. Ne pas utiliser sur l'aluminium, cuivre, laiton et leurs alliages.

#### > Composition

Désinfectant de surfaces concentré à diluer. (TP2,TP4).

Chlorure de didécylméthylammonium (4,5 % (m/m)).

#### > Caractéristiques

- Aspect : solution limpide
- Densité à 20 °C : 1,00 +/-0,05
- pH du produit pur à 20 °C : ≈12,5 (+/- 0,5)
- Couleur : Incolore

#### > Propriétés microbiologiques

ACTIVITE	NORMES	SOUCHES	TEMPS	DOSE
BACTERICIDE	EN1276*	Pseudomonas aeruginosa	5 min	2,5 %
		Staphylococcus aureus		
		Enterococcus hirae		
		Escherichia coli		
	EN13697*	Pseudomonas aeruginosa	5 min	4 %
		Staphylococcus aureus		
		Enterococcus hirae		
		Escherichia coli		
	EN13697*	Listeria monocytogenes	5 min	2 %
		Salmonella typhimurim		
	EN13697*	Staphylococcus aureus	5 min	0,5 %
		Enterococcus hirae		
EN16615*	Pseudomonas aeruginosa	5 min	2,5 %	
	Staphylococcus aureus			
	Enterococcus hirae			
LEVURICIDE	EN1650*	Candida Albicans	5 min	0,5 %
	EN 13697*	Candida albicans		
	EN13624*	Sacharomyces cerevisiae	5 min	1 %
	EN16615*	Candida albicans	5 min	0,25%
FONGICIDE	EN 1275*	Aspergillus Brasiliensis	15 min	0,8 %
	EN13697*	Aspergillus niger	15 min	1 %
	EN13697*	Aspergillus brasiliensis	15 min	5 %
		Candida albicans		
VIRUCIDE	EN14476*	Coronavirus 229E	1 min	1 %
	EN14476**	Poliovirus type 1	15 min	5 %
		Adenovirus type 5	15 min	5 %
		Murine norovirus	5 min	5 %

\*conditions de saleté \*\*conditions de propreté

#### > Logistique

Conditionnement	5 kg bidon
Colis	4 bidons
Colis dimensions extérieures (cm)	38,2 x 28,2 x 29,8 H
Poids brut	21 kg
Code produit	<b>001070B</b>

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

**GEH**

Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

CUISINE