



NETTOYANT SANITAIRE 3 EN 1

**Nettoyant, désinfectant,
désodorisant**



Activité Bactéricide, levuricide
et virucide (sur virus enveloppés)

Parfume agréablement et durablement



> Utilisation

Détergent acide désinfectant prêt à l'emploi pour le nettoyage au quotidien des installations sanitaires, lavabos, WC, douches, carrelages... Élimine les traces de calcaire et désinfecte en profondeur. Détruit + de 99.9% de bactéries, champignons et virus testés (cf tableau ci-dessous). Sa mousse active favorise le temps de contact. Sans danger pour la robinetterie.

> Mode d'emploi

Action nettoyante, détartrante et désinfectante : pulvériser directement sur les surfaces sanitaires, laisser agir entre 5 et 15 min selon la désinfection souhaitée. Essuyer avec un chiffon microfibre, peau de chamois.

Lavage manuel des sols carrelés : diluer le produit de 2 à 5 % soit de 20 à 50 mL par litre d'eau.

> Composition

Combinaison de agents de surface non ioniques, cationiques, acide et parfum. Substance active biocide : Substance active biocide (TP2) : Alkyl (C12-16) diméthylbenzyl ammonium chloride (N°CAS 68424-85-1) 0.5% m/m.

> Propriétés microbiologiques

ACTIVITÉ	NORMES	SOUCHES	TEMPS
Virucide	EN14476 *	Virus de la Vaccine souche, Ankara ATCC - VR1508	15 min
Levuricide	EN1650*	Candida Albicans	15 min
	EN 13697*		
Bactéricide	EN 1276*	Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirea	5 min
	EN 13697*		

* en condition de saleté

> Caractéristiques

- Aspect : Liquide.
- Couleur : Rose.
- Odeur : Parfumé fleur blanche
- pH pur : ≈ 2,5.
- Densité à 20 °C : ≈ 1,0.

> Précautions d'emploi

Attention. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Stocker dans un récipient fermé. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Contient Géraniol. Peut produire une réaction allergique. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	750 mL	1 L	5 L
Cdt	flacon	flacon	bidon
Colis	6 flacons	12 flacons	2 bidons
Colis dim ext (cm)	28,8 x 15,5 x 15,5 H	33 x 24,5 x 25,5 H	27,8 x 18,8 x 28,8 H
Poids brut (kg)	5,3 kg	13,2 kg	10,7 kg
Code produit	130919	130921	130920

401364

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.